

راهنمای سریع روش نمونه گیری QFT-Plus (IGRA)



✓ نوع نمونه: خون کامل در لوله های مخصوص که شامل TB2 Antigen tube، TB1 Antigen tube، Nill control tube و یک لوله انتخابی به نام Mitogen tube می باشد، جمع آوری می شوند.



✓ نمونه گیری باید توسط سرنگ انجام شده و حجم مناسب تا خط نشانه و فقط به میزان دقیق 1mL داخل هر لوله تخلیه شود.

✓ توجه بعد از نمونه گیری، لوله ها به آرامی ۱۰ بار سر و ته شوند.

✓ **توجه: اگر در ریختن حجم اشتباه شد باید نمونه جدید در لوله دیگر ریخته شود و از لوله قبلی نمی توان استفاده کرد (نمونه بیشتر از خط نشانه ریخته نشود).**

✓ لوله ها را به طور ایستاده در دمای 37°C (داخل انکوباتور) به مدت ۲۴-۱۶ ساعت قرار می گیرند.

✓ توجه: انکو باتور به رطوبت و CO_2 نیازی ندارد.

✓ پس از انکوباسیون در 37°C می توان لوله ها را قبل از سانتریفیوژ کردن در دمای $4-27^{\circ}\text{C}$ برای مدت حداکثر ۳ روز نگه داشت.

✓ پس از انکوباسیون لوله ها در 37°C برای جداسازی پلاسما لوله ها را به مدت 15min در 3300-4000 rpm سانتریفیوژ می کنیم.

✓ توجه: پس از سانتریفیوژ باید ژل در حد فاصل بین سلول و پلاسما قرار بگیرد در غیر این صورت مجدداً با دور بالاتر باید سانتریفیوژ انجام شود.

✓ توجه: پس از سانتریفیوژ باید مراقب بود که لوله ها به هیچ عنوان سروته نشوند تا پلاسمای جدا شده با سلول های سطح ژل مجدداً مخلوط گردند.

✓ توجه: پس از سانتریفیوژ، پلاسما فقط توسط پیپت می بایست جدا شده و به لوله های دیگر منتقل گردد. توجه کنید در صورت انتقال پلاسما به لوله های دیگر حتماً هویت لوله مبدأ را روی لوله جدید درج نمایید (TB1 Antigen tube، Nill، TB2 Antigen tube و Mitogen)

✓ نمونه های پلاسمای جدا شده را می توان به مدت ۲۸ روز در دمای یخچال و برای مدت طولانی تر در -20°C نگهداری کرد.

✓ حجم نمونه: حجم مناسب تا خط نشانه و فقط به میزان دقیق 1mL داخل هر لوله