

آزمایشگاه مرکزی فردیس  
لیست آزمایش های مربوط به بخش سیتولوژی

ردیف	نام آزمایش	مخفف	روش انجام	واحد	رفرانس رنج	کد		نوع نمونه	مقدار نمونه
						پذیرش	بین المللی		
1	Pap Smear	Pap Smear	Conventional	---	---	960	0088155	Prepared Slide	یک لام
2	Liquid Based Pap Smear	Liquid Pap	Cytocentrifugation	---	---	961	0088155	Liquid Pap	یک ویال
3	Urine Cytology x 1	Ur.Cyt. x 1	Cytocentrifugation	---	---	970	0088107	Urine	حداقل ۲۵ml
4	Urine Cytology x 2	Ur.Cyt. x 2	Cytocentrifugation	---	---	971	0088107	Urine	حداقل ۲۵ml
5	Urine Cytology x 3	Ur.Cyt. x 3	Cytocentrifugation	---	---	972	0088107	Urine	حداقل ۲۵ml
6	Right Nipple Discharge Cytology	R.Nip.Dis.C	Conventional	---	---	973	0088107	Nipple Discharge	حداقل ۲ گسترش
7	Left Nipple Discharge Cytology	L.Nip.Dis.C	Conventional	---	---	974	0088107	Nipple Discharge	حداقل دو گسترش
8	FNA Breast	FNA Breast	Conventional	---	---	975	0080556	Prepared Slides	تمامی گسترش های تهیه شده توسط پزشک
9	FNA Thyroid	FNA Thyroid	Conventional	---	---	976	0080556	Prepared Slides	تمامی گسترش های تهیه شده توسط پزشک
10	Body Fluid Cytology	Fluid Cyt.	Conventional	---	---	977	0088107	Body Fluid	حداقل دو گسترش
11	Sputum Cytology x 1	Sp.Cyt.x1	Conventional	---	---	978	0088107	Sputum	حداقل دو گسترش
12	Sputum Cytology x 2	Sp.Cyt.x2	Conventional	---	---	979	0088107	Sputum	حداقل دو گسترش
13	Sputum Cytology x 3	Sp.Cyt.x3	Conventional	---	---	980	0088107	Sputum	حداقل دو گسترش

**آزمایشگاه مرکزی فردیس**  
**لیست آزمایش های مربوط به بخش سیتولوژی**

ردیف	نام آزمایش	شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش	شرایط ارسال نمونه	زمان انجام	جوابدهی	نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش	محل انجام آزمایش
1	Pap Smear	پس از فیکس نمودن گسترش بر روی لام در دمای اتاق برای مدت نامحدود	انتقال در دمای اتاق	روزانه	۳روز بعد	لام برای مدت ۱۰ سال در بایگانی بخش	آزمایشگاه مرکزی فردیس
2	Liquid Based Pap Smear	در دمای اتاق برای مدت نامحدود	انتقال در دمای اتاق	روزانه	۳روز بعد	لام برای مدت ۱۰ سال در بایگانی بخش	آزمایشگاه مرکزی فردیس
3	Urine Cytology x 1	در دمای یخچال و در صورت نگهداری بیش از یک روز به نسبت ۱ به ۱ با فرمالین ۱۵٪ یا الکل اتیلیک ۵۰٪ مخلوط گردد.	انتقال در دمای یخچال	روزانه	۳روز بعد	لام برای مدت ۱۰ سال در بایگانی بخش نمونه ادرار برای مدت هفته پس از گزارش نتیجه	آزمایشگاه مرکزی فردیس
4	Urine Cytology x 2	در دمای یخچال و در صورت نگهداری بیش از یک روز به نسبت ۱ به ۱ با فرمالین ۱۵٪ یا الکل اتیلیک ۵۰٪ مخلوط گردد.	انتقال در دمای یخچال	روزانه	۴روز بعد	لام برای مدت ۱۰ سال در بایگانی بخش نمونه ادرار برای مدت هفته پس از گزارش نتیجه	آزمایشگاه مرکزی فردیس
5	Urine Cytology x 3	در دمای یخچال و در صورت نگهداری بیش از یک روز به نسبت ۱ به ۱ با فرمالین ۱۵٪ یا الکل اتیلیک ۵۰٪ مخلوط گردد.	انتقال در دمای یخچال	روزانه	۵روز بعد	لام برای مدت ۱۰ سال در بایگانی بخش نمونه ادرار برای مدت هفته پس از گزارش نتیجه	آزمایشگاه مرکزی فردیس
6	Right Nipple Discharge Cytology	پس از فیکس نمودن گسترش بر روی لام در دمای اتاق برای مدت نامحدود	انتقال در دمای اتاق	روزانه	۳روز بعد	لام برای مدت ۱۰ سال در بایگانی بخش	آزمایشگاه مرکزی فردیس
7	Left Nipple Discharge Cytology	پس از فیکس نمودن گسترش بر روی لام در دمای اتاق برای مدت نامحدود	انتقال در دمای اتاق	روزانه	۳روز بعد	لام برای مدت ۱۰ سال در بایگانی بخش	آزمایشگاه مرکزی فردیس
8	FNA Breast	پس از فیکس نمودن گسترش بر روی لام در دمای اتاق برای مدت نامحدود	انتقال در دمای اتاق	روزانه	۴روز بعد	لام برای مدت ۱۰ سال در بایگانی بخش	آزمایشگاه مرکزی فردیس
9	FNA Thyroid	پس از فیکس نمودن گسترش بر روی لام در دمای اتاق برای مدت نامحدود	انتقال در دمای اتاق	روزانه	۴روز بعد	لام برای مدت ۱۰ سال در بایگانی بخش	آزمایشگاه مرکزی فردیس
10	Body Fluid Cytology	در دمای یخچال حداکثر برای مدت یک روز	انتقال در دمای یخچال	روزانه	۴روز بعد	لام برای مدت ۱۰ سال در بایگانی بخش باقیمانده نمونه ارسالی برای مدت هفته پس از گزارش نتیجه	آزمایشگاه مرکزی فردیس
11	Sputum Cytology x 1	در دمای یخچال حداکثر برای مدت یک روز	انتقال در دمای یخچال	روزانه	۳روز بعد	لام برای مدت ۱۰ سال در بایگانی بخش	آزمایشگاه مرکزی فردیس
12	Sputum Cytology x 2	در دمای یخچال حداکثر برای مدت یک روز	انتقال در دمای یخچال	روزانه	۴روز بعد	لام برای مدت ۱۰ سال در بایگانی بخش	آزمایشگاه مرکزی فردیس
13	Sputum Cytology x 3	در دمای یخچال حداکثر برای مدت یک روز	انتقال در دمای یخچال	روزانه	۵روز بعد	لام برای مدت ۱۰ سال در بایگانی بخش	آزمایشگاه مرکزی فردیس